


Поликлональное Антитело К С-Jun Кролика Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P05412

Артикул: CM0018659



введение

Поликлональное антитело кролика к c-Jun (pAb) валидировано для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Обнаруживает человеческий и мышиный c-Jun (36 кДа) — фактор транскрипции, участвующий в сигналинге AP-1 и онкогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	c-Jun Rabbit pAb
Примечания/алиасы	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun
Вид	Человек
ID гена (человек)	3725
ID гена	3725
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 90-230 c-Jun (NP_002219.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05412
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Айс-пак