

Поликлональные Антитела Против C-Maf Для Wb, Elisa - O75444

Артикул: CM0016767

введение

Кроличьи поликлональные антитела против c-Maf (MAF) для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный c-Maf. Транскрипционный фактор, участвующий в развитии хрусталика, регуляции Th2-клеток и онкогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	c-Maf кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CCA4; AYGRP; c-MAF; CTRCT21; c-Maf
Вид	Человек
GeneID	4094 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 314-403 человеческого c-Maf (NP_005351.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75444
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом