


Поликлональные Антитела Против С-Мус Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P01106

Артикул: CM0022937



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому с-Мус (MYC, bHLHe39), подходящие для методов Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают белок с-Мус человека и мыши (~51 кДа). Применяются в исследованиях рака, стволовых клеток и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	с-Мус кроличьи пкА
Примечания/Синонимы	MRTL; MYCC; с-Мус; bHLHe39
Вид	Человек
GeneID	4609
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 347-439 человеческого с-Мус (NP_001341799.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01106
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодильный пакет