

Кроличья Моноклональная Антитело Против С-Пептида Для If/Icc, If-P, Ihc-P, Ифа — P01308

Артикул: CM0005156



введение

Кроличья моноклональная антитело, направленная против С-пептида, валидирована для применения в IF/ICC, IF-P, IHC-P и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования диабета и мониторинга функции бета-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C-Peptide Rabbit mAb
Примечания/алиасы	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; C-Peptide
Вид	Человек
ID гена (человек)	3630
ID гена	3630
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого INS (NP_000198.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональная антитело
Применение	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01308
Молекулярная масса белка	12кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом