


## Моноклональное Антитело Против С-Реактивного Белка (Crp) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P02741

Артикул: CM0003850



### введение

Кроличье моноклональное антитело против С-реактивного белка (CRP), полученное с использованием синтетического пептида. Валидировано для применения в WB, IHC-P и ELISA; перекрестно реагирует с CRP человека и мыши. Идеально подходит для исследований воспаления и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

| Название продукта         | C-Reactive Protein (CRP) Rabbit mAb                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примечания/Псевдоним      | PTX1; C-Reactive Protein (CRP)                                                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                          |
| ID гена (Человек)         | 1401                                                                                                                                                             |
| ID гена                   | 1401                                                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 125-224 человеческого С-реактивного белка (CRP) (P02741). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                           |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                          |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                                                    |
| SWISS                     | P02741                                                                                                                                                           |
| Молекулярный вес белка    | 23 кДа                                                                                                                                                           |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                                   |