


Поликлональное Антитело Против С-Реактивного Белка (Crp) Для Wb, Elisa - P02741

Артикул: CM0014357



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого С-реактивного белка (CRP), валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходит для исследований белков острой фазы и защиты хозяина, а также для разработки диагностических тестов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против С-реактивного белка (CRP)
Примечания/синоним	РТХ1; С-реактивный белок (CRP)
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1401
Идентификатор гена	1401
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-50 человеческого С-реактивного белка (CRP) (NP_000558.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P02741
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом