


Поликлональное Антитело Против С-Реактивного Белка (Срб) Для Вб, Иф/Ицх, Ифа - P02741

Артикул: CM0014943



введение

Кроличье поликлональное антитело к С-реактивному белку (СРБ) для вестерн-блоттинга (ВБ), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (ИФ/ИЦХ) и ИФА. Реагирует перекрестно с человеческим, мышинным и крысиным СРБ. Идеально подходит для исследований острой фазы и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАнт к С-реактивному белку (СРБ)
Примечания/Альтернативные названия	РТХ1; С-реактивный белок (СРБ)
Вид	Человек
ID гена (человек)	1401
ID гена	1401
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 100-200 человеческого С-реактивного белка (СРБ) (NP_000558.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02741
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом