


Поликлональная Антитела Кролика Против C10Orf2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96Rr1

Артикул: CM0028968



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против C10orf2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают митохондриальную ДНК-хеликазу Twinkle человека, мыши и крысы, подходит для исследований репликации и репарации митохондриальной ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C10orf2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PEO; PEO1; SCA8; ATXN8; IOSCA; PEOA3; SANDO; TWINL; MTDP57; PRLT55; C10orf2
Вид	Человек
ID гена (человек)	56652
ID гена	56652
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 135-335 человеческого C10orf2 (NP_068602.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96RR1
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Холодильный пакет