


Поликлональное Антитело Против C10Orf2/Twinkle Mtdna Хеликазы Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Rr1

Артикул: CM0015766



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого C10orf2 (Twinkle mtDNA хеликаза), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышью. Подходит для исследований репликации и репарации митохондриальной ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C10orf2 Кроличье пАт
Примечания/Псевдонимы	PEO; PEO1; SCA8; ATXN8; IOSCA; PEOA3; SANDO; TWINL; MTDPS7; PRLTS5; C10orf2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56652
ID гена	56652
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 585-684 человеческого C10orf2 (NP_068602.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q96RR1
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом