

Поликлональные Антитела Против C10Orf32 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа — Q96B45

Артикул: CM0029322

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого C10orf32 (BORCS7), валидированные для WB, IF/ICC и ИФА. Перекрестная реакция с крысиным белком. Направлены против белка, ассоциированного с лизосомами, участвующего во внутриклеточном транспорте и позиционировании лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C10orf32 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	C10orf32
Вид	Человек
ID гена	119032
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-105 человеческого C10orf32 (NP_653192.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q96B45
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Холодовый пакет