

Антитела Кролика Против C10Orf67 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Iyj2

Артикул: CM0021990

введение

Поликлональные антитела кролика против C10orf67, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Нацелены на человеческий белок C10orf67, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Подходят для исследований митохондриальных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C10orf67 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	C10orf115; LINC01552; C10orf67
Вид	Человек
ID гена (Человек)	256815
ID гена	256815
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 68-243 C10orf67 (NP_001338235.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IYJ2
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка со льдом