

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-C14Orf166/Rtraf Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y224

Артикул: CM0027758



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого C14orf166 (RTRAF), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека и мыши. Молекулярная масса белка 28 кДа. Идеально подходит для изучения сплайсинга тРНК и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C14orf166 Rabbit pAb
Примечания / Псевдонимы	CLE; CLE7; hCLE; CGI99; RLLM1; hCLE1; CGI-99; LCRP369; C14orf166
Вид	Человек
Идентификатор гена (GenelD)	51637
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-244 человеческого C14orf166 (NP_057123.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y224
Молекулярная масса белка	28kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент