


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-C17Orf70 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q0Vg06

Артикул: CM0030575



введение

Кроличья поликлональная антитело Anti-C17orf70, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознающая человеческий, мышинный и крысиный белок C17orf70 (FAAP100). Полезна для изучения репарации повреждений ДНК и путей анемии Фанкони.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C17orf70 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	C17orf70
Вид	Человек
GeneID	80233
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 652-881 человеческого C17orf70 (NP_079437.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q0VG06
Молекулярный вес белка	93 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент