

Кроличье Поликлональное Антитело Против C18Orf8 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q96Dm3

Артикул: CM0020235



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на C18orf8/RMC1 (MIC1), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Для исследований аутофагии и эндосомального трафика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	C18orf8 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MIC1; Mic-1; WDR98; C18orf8; HsT2591
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29919
ID гена	29919
Иммуноген	Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 белка C18orf8 человека (NP_037458.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96DM3
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом