


Поликлональные Антитела Против C19Orf10 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q969H8

Артикул: CM0017073



введение

Кроличьи поликлональные антитела против C19orf10 (MYDGF) предназначены для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Распознают белок человека, мыши, крысы. Мишень — фактор роста миелоидного происхождения, участвующий в защите сердца и ангиогенезе. SWISS: Q969H8.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C19orf10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	IL25, IL27, SF20, IL27w, C19orf10, R33729_1, EUROIMAGE1875335
Вид	Человек
GeneID	56005
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-173 человеческого C19orf10 (NP_061980.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q969H8
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	В ледяном пакете