

Кроличья Поликлональная Антитело Против C1Galt1C1 Для Wb И Ифа - Q96Eu7

Артикул: CM0028002

введение

C1GALT1C1 кроличья поликлональная антитело — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, направленное против человеческого шаперона C1GALT1C1 (COSMC), участвующего в биосинтезе О-гликанов. Обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C1GALT1C1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	TNPS; COSMC; MST143; C1GALT2; HSPC067; C38H2-L1; C1GALT1C1
Вид	Человек
ID гена (человек)	29071
ID гена	29071
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96EU7
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодовой пакет