

Кроличье Поликлональное Антитело Против C1Orf146/Spo16 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Ифа - Q3Kqr7

Артикул: CM0023768

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на мышиный белок SPO16/C1orf146, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА. Детектирует мышиный и крысиный SPO16 (~21 кДа). Идеально для исследований мейоза и синаптонемного комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C1orf146 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SCRE, Spo16, C1orf146
Вид	Мышь
ID гена	76421
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 47-173 мышиного C1orf146 (NP_877422.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q3KQP7
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	В пакете со льдом