


Поликлональное Антитело Против C1Qa Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P02745

Артикул: CM0021099



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого C1QA для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на человеке, мыши, крысе. Распознает субъединицу А субкомпонента комплемента C1q, ключевого инициатора классического пути активации комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C1QA Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	C1QD1; C1QA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	712
ID гена	712
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-245 человеческого C1QA (NP_001334394.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02745
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	В термосумке со льдом