

Поликлональные Антитела Против C1Qa Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P98086

Артикул: CM0023445

введение

Кроличьи поликлональные антитела к мышиному C1qa, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознают человеческий, мышиный и крысиный C1qa (26 кДа). Идеально подходят для исследований классического пути комплемента и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C1qa Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	C1q; Adic; C1qa
Вид	Мышь
ID гена	12259
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-245 мышиного C1qa (NP_031598.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P98086
Молекулярный вес белка	26 кДа
Доставка	В ледяном пакете