


Поликлональные Антитела Против C1Qb Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P02746

Артикул: CM0030836



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого C1QB, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на человеческий и мышиный белки. Идеально подходят для исследований классического пути комплемента и изучения иммунных комплексов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C1QB Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	C1QD2; C1QB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	713
GeneID	713
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 104-253 человеческого C1QB (NP_000482.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P02746
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент