


## Поликлональное Антитело Кролика Против C1Qc Для Вб, Игх-П, Ифа - P02747

Артикул: CM0026324



### введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий C1QC (субкомпонент субединицы С комплемента C1q). Подходит для ВБ, ИГХ-П, ИФА. Необходим для исследований классического пути комплемента и врожденного иммунитета. Иммуноген: синтетический пептид aa 50-150. Перекрестно реагирует с человеком. ММ: 26 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | C1QC Rabbit pAb                                                                                                                                   |
| Примечания/псевдонимы     | C1QG; C1Q-C; C1QD3; C1QC                                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                           |
| GeneID (человек)          | 714                                                                                                                                               |
| GeneID                    | 714                                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого C1QC (NP_001107573.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                           |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                           |
| SWISS                     | P02747                                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 26 кДа                                                                                                                                            |
| Доставка                  | Айс-бокс                                                                                                                                          |