


Поликлональное Антитело Против C1Qtnf5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Vxj0

Артикул: CM0029439



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого C1QTNF5 (CTRP5). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Иммуноген - рекомбинантный белок. Для исследований внеклеточного матрикса и дегенерации сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C1QTNF5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MFRP, CTRP5, C1QTNF5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	114902
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16-243 человеческого C1QTNF5 (NP_056460.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9VXJ0
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом