

Поликлональное Антитело Против C1R Для If/Icc И Elisa - P00736

Артикул: CM0025934



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого C1R (субкомпонент комплемента C1r, EDS8, EDSPD1). Подходит для IF/ICC и ELISA, перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Для исследовательского использования в изучении пути комплемента и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против C1R
Примечания/Альтернативные названия	EDS8; EDSPD1; C1R
Вид	Человек
GeneID (Человек)	715
GeneID	715
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 466-705 человеческого C1R (NP_001724.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P00736
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом