

Анти-C1R Поликлональные Антитела Кролика Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00736

Артикул: CM0019982



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого C1R, валидированные для IHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований системы комплемента и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C1R Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EDS8; EDSPD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	715
GeneID	715
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 18-190 человеческого C1R (NP_001724.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00736
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка со льдом