

Поликлональное Антитело Anti-C1S Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P09871

Артикул: CM0028101



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого C1S, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к крысе. Полезно для исследования классического пути комплемента. Молекулярная масса белка: 77 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C1S Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	EDSPD2; C1S
Вид	Человек
GeneID (Человек)	716
GeneID	716
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 479-688 человеческого C1S (NP_958850.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P09871
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом