

Поликлональные Антитела Против C21Orf33 Для Wb, If/Icc, Elisa — P30042

Артикул: CM0026809

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий C21orf33, валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагируют перекрестно с образцами мыши и крысы. Подходят для детекции белков и как сырье для производства ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] C21orf33 Кроличьи поликлональные антитела
Примечания/псевдонимы	ES1; HES1; KNPN; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
Вид	Человек
ID гена (человек)	8209
ID гена	8209
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 42–268 человеческого C21orf33 (NP_004640.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30042
Молекулярная масса белка	24 кДа/28 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом