

## Кроличыи Поликлональные Антитела Против C2Cd5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q86Ys7

Артикул: CM0016149

### введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого C2CD5, подходят для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными ортологами. Идеально подходят для исследований транспорта глюкозы и сигнального пути инсулина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | C2CD5 кроличья пАт                                                                                                                        |
| Примечания/псевдонимы     | CDP138; KIAA0528; C2CD5                                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                   |
| ID гена (человек)         | 9847                                                                                                                                      |
| ID гена                   | 9847                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 732-1051 человеческого C2CD5 (NP_001273103.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                      |
| SWISS                     | Q86YS7                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 110 кДа                                                                                                                                   |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                                         |