

Кроличье Моноклональное Антитело Против C3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P01024

Артикул: CM0012812



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого C3, нацеленное на регион C3c (а.о. 1364-1663). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC, ELISA и перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований системы комплемента и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против C3
Примечания/Альтернативные названия	ASP, C3a, C3b, AHUS5, ARMD9, CPAMD1, HEL-S-62p
Вид	Человек
GeneID (Человек)	718
GeneID	718
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1364-1663 человеческого C3c (NP_000055.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01024
Молекулярная масса белка	187 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом