

Поликлональное Антитело Кролика Против C3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P01027

Артикул: CM0021758



введение

Поликлональное антитело кролика против C3 (pAb), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Высокоспецифично детектирует комплемент C3 (186 кДа) мыши и крысы. Идеально для исследований системы комплемента и изучения иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против C3
Примечания/Альтернативные названия	ASP; P1p; HSE-MSF; C3
Вид	Мышь
ID гена (человек)	718
ID гена	12266
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1159-1286 мышиного C3 (NP_033908.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P01027
Молекулярная масса белка	186 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом