

Анти-С3с Кроличья Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иф-К, Ифа - P01024

Артикул: CM0023315



введение

С3с кроличье rAb — это поликлональное антитело, полученное против человеческого С3с, для применения в Вестерн-блоттинге, ИФ-К и ИФА. Оно нацелено на белок комплемента С3, ключевой компонент врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	С3с кроличье rAb
Примечания/Псевдоним	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; C3c
Вид	Человек
GeneID (Человек)	718
GeneID	718
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1364-1663 человеческого С3с. (NP_000055.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01024
Молекулярный вес белка	187 кДа
Доставка	Сумка со льдом