

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-C3orf38 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q5JpI3

Артикул: CM0002123

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к C3orf38 для исследований апоптоза человека. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирует неохарактеризованный белок C3orf38 (38 кДа, SWISS: Q5JPI3).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к C3orf38
Вид	Человек
ID гена (Человек)	285237
ID гена	285237
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 51-200 человеческого белка C3orf38 (Q5JPI3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5JPI3
Молекулярный вес белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом