

Анти-C4с Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх, If-P, Ифа - P0C0L5

Артикул: CM0024145



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого C4с (Комплемент C4-В), валидированные для WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Необходимы для изучения пути комплемента и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C4с кроличьи rAb
Примечания/Псевдоним	CH; C4F; CO4; C4B1; C4B2; C4B3; C4B5; C4BD; C4B12; C4B_2; CPAMD3; C4с
Вид	Человек
GeneID (Человек)	721
GeneID	721
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1337-1446 человеческого C4с (NP_001002029.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0C0L5
Молекулярный вес белка	192 кДа
Доставка	С ледяным пакетом