


Поликлональное Антитело Anti-C5Ar1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P21730

Артикул: CM0021193



введение

Кроличье pAb к C5AR1 — это поликлональное антитело, нацеленное на хемотаксический рецептор анафилатоксина C5a, валидированное для WB, IHC-P, ELISA с реактивностью к человеку, мыши, крысе. Идеально для исследований воспаления и хемотаксиса иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к C5AR1
Примечания/Альтернативные названия	C5A; C5AR; C5R1; CD88; C5AR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	728
GeneID	728
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-282 человеческого C5AR1 (NP_001727.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21730
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом