

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-C5Ar2 Для Wb, Elisa — Q9P296

Артикул: CM0016102

введение

Поликлональное кроличье антитело C5AR2 (C5L2/GPR77) для применений в WB и ELISA. Распознаёт рецептор C5a 2 человека и мыши — GPCR, опосредующий передачу сигналов анафилатоксинов. Подходит для исследований воспаления и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C5AR2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	C5L2; GPF77; GPR77; C5AR2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	27202
Идентификатор гена	27202
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 258-337 человеческого C5AR2 (NP_060955.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9P296
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом