

Поликлональное Антитело Против C5/C5A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P01031

Артикул: CM0026256



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого C5/C5a, валидировано для WB и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований комплементарной системы и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C5/C5a кроличье поликлональное антитело (pAb)
Примечания/Синонимы	C5D; C5a; C5b; ECLZB; CPAMD4; C5/C5a
Вид	Человек
GeneID (человек)	727
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1567-1676 человеческого C5/C5a (NP_001726.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01031
Молекулярная масса белка	188 кДа
Доставка	Холодовой пакет