

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-C6orf25 (G6B) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 095866

Артикул: CM0017542



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого C6orf25 (G6b), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ингибирующих рецепторов тромбоцитов и мегакариоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к C6orf25
Примечания/синонимы	G6b; NG31; G6b-B; THAMY; C6orf25
Вид	Человек
GeneID (человек)	80739
GeneID	80739
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-142 человеческого C6orf25 (NP_612121.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	095866
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом