

Поликлональные Антитела К C7 Для Wb, If/Icc, Elisa - P10643

Артикул: CM0030387



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому C7, подходящие для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают C7 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения формирования мембраноатакующего комплекса комплемента и механизмов защиты хозяина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C7 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечание/Синоним	C7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	730
GeneID	730
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 22-270 человеческого C7 (NP_000578.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10643
Молекулярная масса	94 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом