

Поликлональные Антитела Против C7Orf50/Cholesin Для Wb, Elisa - Q9Brj6

Артикул: CM0013701

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого C7orf50 (cholesin), полученные с использованием рекомбинантного белка (а.а. 1-194). Валидированы для WB и ELISA; перекрестная реакция с мышью. Обнаруживают полосу при ~22 кДа. Идеальны для исследований метаболизма холестерина и гормональной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против C7orf50
Примечания/Псевдоним	YCR016W; C7orf50
Вид	Человек
Идентификатор гена (GenelD)	84310
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-194 человеческого C7orf50 (NP_115726.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BRJ6
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом