


Поликлональное Антитело Кролика Против C9 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P02748

Артикул: CM0030730



введение

Поликлональное антитело кролика против C9, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует человеческий и мышиный компонент комплемента C9, поробразующую субъединицу MAC. Подходит для исследований врожденного иммунитета и пути комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против C9 (C9 pAb)
Примечания/Альтернативные названия	C9D; ARMD15; C9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	735
ID гена	735
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-265 человеческого C9 (NP_001728.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P02748
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом