

## Кроличья Поликлональная Антитело Против C9orf114 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q5T280

Артикул: CM0021384



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок C9orf114 (CENP32/SPOUT1), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с белком крысы. Идеально для изучения биологии центромер, организации митотического веретена и метилирования рРНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Спецификация                                                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb против C9orf114                                                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | CENP32; CENP-32; HSPC109; C9orf114                                                                                                    |
| Вид                                | Человек                                                                                                                               |
| ID гена                            | 51490 (человек)                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 163-340 человеческого C9orf114 (NP_057474.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)                                |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Крыса                                                                                                                        |
| SWISS                              | Q5T280                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 42 кДа                                                                                                                                |
| Условия доставки                   | В термосумке со льдом                                                                                                                 |