


Поликлональные Антитела Против C9orf72 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Lt7

Артикул: CM0023396



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого C9orf72 (а.о. 9-200). Подходят для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Валидированы на человеке, мыши и крысе. Мишень участвует в аутофагии и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C9orf72 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	ALSFTD, DENND9, FTDALS, DENNL72, FTDALS1, C9orf72
Вид	Человек
GeneID (Человек)	203228
GeneID	203228
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 9-200 человеческого C9orf72 (NP_001242983.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96LT7
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом