


Поликлональные Антитела Против Ca13 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N1Q1

Артикул: CM0016589



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого карбоангидразы 13 (CA13), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими и мышиными образцами. Необходимый инструмент для изучения регуляции pH и метаболического превращения углекислого газа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CA13 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	CAXIII; CA13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	377677
GeneID	377677
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого CA13 (NP_940986.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N1Q1
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом