


Поликлональные Антитела Против Ca3 Для Wb, If/Icc, Elisa - P07451

Артикул: CM0015027



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против CA3, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Распознают карбоангидразу III человека, мыши и крысы (CA3/CAIII) — цитоплазматический фермент, специфичный для мышечной ткани, катализирующий обратимую гидратацию CO₂.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CA3
Примечания/Алиасы	Car3, CAIII, CA3
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	761
ID гена	761
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-260 белка CA3 человека (NP_005172.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07451
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка