


Поликлональное Антитело Кролика Против Ca3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P07451

Артикул: CM0017638



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против человеческой карбоангидразы III (CA3). Валидировано для Вестерн-блота (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P) и ИФА (ELISA), обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными антигенами. Идеально подходит для детекции мышечной карбоангидразы. Молекулярная масса ~30 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CA3
Примечания/алиасы	Car3; CAIII; CA3
Вид	Человек
ID гена (человек)	761
ID гена	761
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-260 человеческого CA3 (NP_005172.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P07451
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Хладоэлемент