

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Ca5A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - P35218

Артикул: CM0017312

введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого CA5A (также мыши/крысы). Валидированы для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Обнаруживают митохондриальную карбоангидразу, играющую ключевую роль в цикле мочевины и метаболизме цикла Кребса. Для исследований в сфере IVD и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CA5A кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CA5; CAV; CAVA; CA5AD; GS1-21A4.1; CA5A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	763
GeneID	763
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-305 человеческого CA5A (NP_001730.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35218
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом