

Поликлональное Антитело Кролика Против Ca5B Для Wb, If/Icc, Ифа — Q9Y2D0

Артикул: CM0019493

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CA5B (CAVB, CA-VB), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦК и ИФА. Распознает CA5B человека, мыши и крысы. Предсказуемая молекулярная масса белка — 36 кДа. Идеально подходит для исследования митохондриальной карбоангидразы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CA5B кролик rAb
Примечания/Альтернативные названия	CAVB; CA-VB; CA5B
Вид	Человек
ID гена (человек)	11238
ID гена	11238
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-317 человеческого CA5B (NP_009151.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y2D0
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Сумка-холодильник