

Анти-Cab39 Кроличья Поликлональное Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y376

Артикул: CM0018813



введение

Высококачественное анти-CAB39 кроличье поликлональное антитело, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелено на кальций-связывающий белок 39 (MO25alpha), ключевой стабилизатор комплекса STK11/LKB1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAB39 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	MO25; CGI-66; CAB39
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51719
ID гена	51719
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-341 человеческого CAB39 (NP_057373.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y376
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом