


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cab39L Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H9S4

Артикул: CM0029148



введение

Кроличье поликлональное антитело к CAB39L, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим и мышинным CAB39L (39 кДа). Нацелено на кальций-связывающий белок 39-подобный (MO25бета), компонент активаторного комплекса STK11/LKB1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CAB39L
Примечания/Альтернативные названия	MO2L; MO25-БЕТА; bA103J18.3; CAB39L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	81617
GeneID	81617
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-337 человеческого CAB39L (NP_112187.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H9S4
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом