

Анти-Cables1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Tdn4

Артикул: CM0016774

введение

CABLES1 Кроличья pAb для Вестерн-блоттинга, ИФА. Валидировано на человеке, мыши. Субстрат 1 CDK5/ABL1, ключевой фактор в развитии нейронов и клеточном цикле. От CamelBio, поставщик сырья для МДВ полного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CABLES1 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	CABL1; IK3-1; CABLES; HsT2563; CABLES1
Вид	Человек
GeneID (человек)	91768
GeneID	91768
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-368 человеческого CABLES1 (NP_612384.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8TDN4
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	С ледяным пакетом