


Поликлональное Антитело Anti-Cabp1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Nzu7

Артикул: CM0020611



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CABP1 (Calbrain/Caldendrin), валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Определяет CABP1 человека, мыши и крысы; расчетная молекулярная масса — 40 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Подробности
Название продукта	CABP1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CALBRAIN; HCALB_BR; CABP1
Вид	Человек
GeneID	9478
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CABP1 (NP_001028849.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NZU7
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом